

# UUTUUS SteadyLite PLUS

## edistyksellistä käyttömukavuutta

### - Firefly lusiferaasimäärityksiin -



**Pyydä oma testipakettisi**

#### Uudet ominaisuudet:

- hajuton (ei DTT:tä)
- kuljetus ja säilytys jääkaappilämpötilassa
- lisää herkkyttä

- Homogeneous assay system with high sensitivity and a long luminescence half-life for the quantitation of luciferase expression in mammalian cells.
- Same key features as Steadylite-HTS:
  - Increased assay sensitivity
  - Long signal half-life (4 - 5 hours)
  - Better design for batch-processing systems
  - Compatibility with high-density microplates (1536)
  - Kits are also ideal for smaller-scale sample analysis when maximum sensitivity is needed
- Product formats: 10 mL, 100 mL, 500 mL, 1L  
6016756 steadylite plus Reporter Gene Assay System, 10 mL TESTKIT  
6016751 steadylite plus Reporter Gene Assay System, 100 mL KIT  
6016757 steadylite plus Reporter Gene Assay System, 500 mL KIT  
6016759 steadylite plus Reporter Gene Assay System, 1000 mL KIT
- Kit components:
  - Lyophilized substrate solution
  - Substrate buffer solution
  - TopSeal-A™ sheets
- Assay protocol is identical to Steadylite-HTS protocol

\*\*\*\*\*

Tiedustelut: Riina Vartiainen / puh. 02-2678 345 / [riina.vartiainen@perkinelmer.com](mailto:riina.vartiainen@perkinelmer.com)

PerkinElmer Finland Oy  
PL 10  
20101 TURKU